



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

**GEL SPONGE TIPPIC**

CÓDIGO: PR-ET-05  
VERSIÓN: 01  
FECHA DE EMISIÓN: 02/05/2019  
PRÓXIMA REVISIÓN: 02/05/2022  
PÁGINA: 1 / 2

Copia Controlada N°

Asignado a:

<b>NOMBRE DEL PRODUCTO</b>	Gel Sponge Tippic			
<b>FAMILIA QUÍMICA</b>	Polímeros			
<b>COMPONENTE PRIMARIO</b>	Polímero Súper Absorbente			
<b>COMPONENTE SECUNDARIO</b>	Espuma Flexible de Poliuretano			
<b>DESCRIPCIÓN / INSTRUCCIONES DE USO</b>	<p>El Gel Sponge Tippic es ideal para mantener bajas temperaturas en productos sensibles a la temperatura.</p> <p>El Gel Sponge Tippic debe refrigerarse y/o congelarse para ser utilizado. No se debe extraer de la bolsa el contenido del gel.</p> <p>Se recomienda colocar el Gel Sponge Tippic en las paredes y en la parte superior del contenedor en el cual transporta su producto.</p> <p>Cuando el Gel Sponge Tippic vuelve a su estado original puede reusarse. Su desempeño será como el del primer uso.</p> <p>Nuestros productos garantizan una eficiente cadena de frío siempre y cuando el cliente realice una validación previa de su procedimiento de empaque.</p>			
<b>PRESENTACIÓN</b>		<b>GS1200B</b>	<b>GS2000T</b>	<b>GS2500T</b>
	Peso (aprox.):	1200 gr	2000 gr	2500 gr
	Medidas (aprox.):	25.0 x 16.0 x 3.5 cm	35.0 x 24.0 x 3.5 cm	35.0 x 24.0 x 3.5 cm
	Cantidad:	12 und/caja	6 und/caja	5 und/ caja
<b>CARACTERÍSTICAS DEL GEL SPONGE TIPPIC</b>	<p><b>Color:</b> Incoloro.</p> <p><b>Olor:</b> Sin olor.</p> <p><b>Forma:</b> Paralelepípedo rectangular homogéneo</p> <p><b>Grado de Toxicidad:</b> No Tóxico.</p>			
<b>CARACTERÍSTICAS DEL EMPAQUE</b>	Doble bolsa de Polietileno PEBD			

ELABORADO POR:

Morayma Espinoza (Coordinador de Calidad)

REVISADO POR:

Alfredo García (Gerente Desarrollo de Negocios)

APROBADO POR:

Roberto García (Gerente General)

Propiedad Intelectual de Productos Tippic. Prohibida su reproducción sin autorización del Coordinador de Calidad.



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

## GEL SPONGE TIPPIC

CÓDIGO: PR-ET-05  
VERSIÓN: 01  
FECHA DE EMISIÓN: 02/05/2019  
PRÓXIMA REVISIÓN: 02/05/2022  
PÁGINA: 2 / 2

<b>CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. El Gel Sponge Tippic resiste la manipulación normal de operación, transporte y almacenamiento; además está libre de sustancias extrañas que puedan contaminar los productos.</li><li>2. El Gel Sponge Tippic debe estar almacenado en ambientes secos y techados.</li><li>3. Se recomienda apilar las cajas sobre paletas de plástico o similares.</li><li>4. Las cajas llevan una etiqueta impresa con los siguientes datos:<ul style="list-style-type: none"><li>• Nombre del Producto</li><li>• Código del Producto</li><li>• Lote del Producto</li><li>• Cantidad</li><li>• Cliente</li></ul></li><li>5. El lote del producto consta de lo siguiente: <p style="text-align: center;">EDDMMAA</p>dónde: E : Envasado dd : día de envasado mm : mes de envasado aa : año de envasado</li><li>6. Se recomienda respetar estas especificaciones para su almacenamiento.</li></ol>
<b>PROCESO DE RECLAMO</b>	En caso de efectuar un reclamo técnico por el producto, informar a su contacto comercial los datos contenidos en la etiqueta de la caja. De preferencia separar muestras del reclamo o tener evidencia fotográfica.
<b>OTRAS PRECAUCIONES</b>	<p>No ingerir. En caso de derrame, limpie usando abundante agua para evitar condiciones resbalosas.</p> <p>En caso de contacto con la piel el Producto no es irritable. En caso de contacto con los ojos, el Producto es levemente irritable, para tal efecto lavar con abundante agua.</p> <p>Manténgase fuera del alcance de los niños.</p> <p>Productos Tippic S.A.C. no se responsabiliza por alteraciones del contenido del producto y/o combinaciones indebidas con otros componentes.</p>
<b>GARANTÍA</b>	12 meses contra defectos de fabricación.